

Государственный комитет по стандартизации,
метрологии и сертификации Республики Беларусь
(ГОССТАНДАРТ)

СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE

OF MEASURING INSTRUMENTS



№ 1616

Действителен до
01 декабря 2004 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании результатов
Государственных испытаний утвержден тип

**измерителей артериального давления мембранных
общего применения модернизированных ИАДМ-ОПМ,**

ООО "Тривес", г. Санкт-Петербург, Российская Федерация (RU),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под
№ РБ 03 25 0796 01 и допущен к применению в Республике Беларусь.

Описание типа средства измерений приведено в приложении к
настоящему сертификату.

Председатель Госстандарта



В.Н. КОРЕШКОВ
11 июля 2001 г.

Продлено до " _____ " _____ г.

Председатель Госстандарта

В.Н. КОРЕШКОВ
_____ 20__ г.

*УДМ № 05-2001 от 28.06.2001,
Оценщик Д.В. Шенякова*

Подлежит публикации
в открытой печати

СОГЛАСОВАНО

Зам. генерального директора
Тест-С. Петербург

А.И. Рагулин

М.П. " " 1998 г.

Измерители артериального давления
мембранные общего применения
модернизированные ИАДМ-ОПМ

Внесен в Государственный
реестр средств измерений
Регистрационный № 9994-93
Взамен №

Выпускается по ТУ 25-2012.071-89, ГОСТ 6915-80.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Измерители артериального давления мембранные общего применения ИАДМ-ОПМ (в дальнейшем-приборы) предназначены для измерения систолического и диастолического артериального давления косвенным методом Короткова и применяется в медицинских лечебно-профилактических учреждениях и для индивидуального пользования.

ОПИСАНИЕ

Прибор состоит из мембранного манометра, компрессионной манжеты с соединительными трубками, пневматического нагнетателя и фонендоскопа.

Принцип измерения артериального давления прибором основан на прослушивании фонендоскопом тонов Короткова в режиме декомпрессии в дистальной части плечевой артерии, предварительно пережатой избыточным давлением компрессионной манжеты, и считывании этого давления на шкале мембранного манометра.

Прибор имеет следующие модификации: ИАДМ-ОПМ тА2.832.041, ИАДМ-ОПМ тА.832.035, ИАДМ-ОПМ2 тА2.832.046, ИАДМ-ОПММ АФИН.941323.001, отличающиеся конструктивными данными, не влияющими на точность измерения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений - от 26,7 до 400 гПа (от 20 до 300 мм рт.ст.).

Цена деления шкалы - 2,67 гПа.

Предел допускаемой основной погрешности на участке шкалы от 80 до 320 гПа (от 60 до 240 мм рт.ст.) - ± 4 гПа (± 3 мм рт.ст.), а в остальном диапазоне шкалы - $\pm 5,33$ гПа (± 4 мм рт.ст.).

Средний срок службы без учета пневмокамер манжет не менее 6 лет.

Габаритные размеры прибора в футляре - 225×130×80 мм.

Масса не более 0,85 кг.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта прибора печатным способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки прибора входят: манометр, нагнетатель пневматический, манжета (или набор манжет), соединительные трубки, фонендоскоп, футляр, паспорт, методика поверки.

Методика поверки поставляется по требованию потребителя.

ПОВЕРКА

Поверка производится по методике поверки "Измерители артериального давления. Методика поверки тА2.832.041 Д", утвержденной ВНИИМП.

Основное поверочное оборудование для поверки - автоматический задатчик давления АЗД-04.

Межповерочный интервал - один год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 25-2012.071-89, ГОСТ 6915-80.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Измеритель артериального давления мембранный общего применения модернизированный ИАДМ-ОПМ соответствует техническим условиям ТУ 25-2012.071-89.

Изготовитель - АО "Саранский приборостроительный завод"

ЗАО "Медтехника": 198303, г. Петродворец, ул. Фабричная, 1.

ТОО "Медад": г. С.-Петербург, С.-Петербургский пр., 60.

ООО "Тривес": 197061, г. С.-Петербург, а/я 1040.

ЗАО "Фаворит-Плюс": 198903, г. Петродворец, ул. Фабричная, 1.

АО "Красногвардеец": 197376, г. С.-Петербург, Инструментальная ул. 3.

АОЗТ "Декор": 196191, г. С.-Петербург, Варшавская ул., д.37/1.



Копия берка

для Бел Гима

Олеся Юльевна, В.Г.

05.04.2017.