

КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



COMMITTEE FOR STANDARDIZATION,
METROLOGY AND CERTIFICATION
UNDER COUNCIL OF MINISTERS
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENT



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

3223

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

01 марта 2007

АННУЛИРОВАН

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения НТК по метрологии (протокол № 02-2005 от 25 февраля 2005 г.) утвержден тип

весы медицинские ВМ-20М,

ЗАО "Нижнетагильский медико-инструментальный завод", г. Нижний Тагил,
Российская Федерация (RU),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 02 2466 05** и допущен к применению в Республике Беларусь.

Описание типа средства измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Председатель Комитета



В.Н. Корешков
25 февраля 2005 г.

Продлен до

" " 20__ г.

Председатель Комитета

В.Н. Корешков
" " 20__ г.

КМ 02-05 от 25.02.2005
Корешков В.Н.

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



Весы медицинские
BM-20M

Внесен в Государственный реестр
реестр средств измерений
Регистрационный № 133-96
взамен № _____

Выпускаются по ТУ 25.1.1921.02-90

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы медицинские BM-20M предназначены для взвешивания новорожденных и детей до 1,5 лет.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия - уравнивание силы тяжести (массы) взвешиваемого ребенка массой гирь коромысла. Корпус и лоток весов выполнен из пластмассы. Рычажная система защищена от прямых воздействий окружающей среды.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | Ед. изм | Нормируемый параметр |
|---------------------------------|---------|----------------------|
| Диапазон взвешивания | кг | 0,1 – 20 |
| Пределы допускаемой погрешности | г | ± 10 |
| Габаритные размеры, не более | мм | 220x355x600 |
| Масса, не более | кг | 8 |
| Средний срок службы | лет | 10 |

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Наносится на весах и эксплуатационной документации.
Способ нанесения - типографский или другой печатный способ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Весы ВМ-20М
Паспорт
Методика поверки

ПОВЕРКА

Поверку весов осуществляют в соответствии с документом о поверке «Весы медицинские. Инструкция по поверке, утвержденная ВНИИОФИ 1990 г.

В перечень основного поверочного оборудования входят: Гири класса точности М ГОСТ 7328-2001.

Межповерочный интервал 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р50444-92. Приборы, аппараты и оборудование медицинские.
Общие технические условия.

ТУ 25.1.1921.02-90 Весы медицинские. Технические условия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип «Весы медицинские ВМ-20М» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, включен в действующую государственную поверочную схему и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ЗАО «Нижнетагильский медико-инструментальный завод».
622001, г. Н. Тагил, Ломоносова, 49.
тел. (3435) 47-16-69, факс 25-01-56.

Главный инженер ЗАО "НТМИЗ" В.Н. Зорин

