

КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



COMMITTEE FOR STANDARDIZATION,
METROLOGY AND CERTIFICATION
UNDER COUNCIL OF MINISTERS
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENT



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

3225

АННУЛИРОВАН

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

01 октября 2006 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения НТК по метрологии (протокол № 02-2005 от 25 февраля 2005 г.) утвержден тип

весы технические аптечные ВА-4М,

ЗАО "Нижнетагильский медико-инструментальный завод", г. Нижний Тагил,
Российская Федерация (RU),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 02 2468 05** и допущен к применению в Республике Беларусь.

Описание типа средства измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Председатель Комитета



В.Н. Корешков
25 февраля 2005 г.

Пролен до

" " 20__ г.

Председатель Комитета

В.Н. Корешков
" " 20__ г.

НТК 02-05 от 25.02.2005
Сурянов

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



«УРАЛТЕСТ»
В.Н. Суряков

Весы технические
аптечные ВА-4М

Внесен в Государственный реестр
реестр средств измерений
Регистрационный № 2573-89
взамен № _____

Выпускаются по ТУ 25.1.1921.01-89

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы технические аптечные до 1 кг, ВА-4М предназначены для взвешивания медикаментов и химикатов.

Весы предназначены для применения в аптеках и лабораториях.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия - уравнивание силы тяжести (массы) взвешиваемого груза массой соответствующей гири.

Весы представляют собой равноплечий рычаг, к концам которого подвешены чашки, предназначенные для помещения на них взвешиваемых грузов и гирь. Стрелка, укрепленная на рычаге (коромысле), устанавливаясь против отметки шкалы, указывает наступление равновесия весов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений, кг	0,05 – 1
Непостоянство показаний и чувствительность ненагруженных весов, мг	± 25
Погрешность от неравноплечести и чувствительность в диапазоне измерений, мг	± 50
Габаритные размеры, мм, не более	172x460x530
Масса, кг, не более	3,4
Средний срок службы, лет	8

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Наносится в эксплуатационную документацию.

Способ нанесения - типографский или другой печатный способ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Весы ВА-4М
Паспорт
Методика поверки

ПОВЕРКА

Поверку весов осуществляют в соответствии с документом о поверке «Весы технические аптечные до 1 кг, ВА-4М. Методика поверки», утвержденная ВНИИОФИ 1989 г.

В перечень основного поверочного оборудования входят: гири класса точности М1, F2 по ГОСТ 7328-2001.

Межповерочный интервал 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р50444-92. Приборы, аппараты и оборудование медицинские.
Общие технические условия.

ТУ 25.1.1921.01-89 Весы технические датчики до 1 кг, ВА-4М. Технические условия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип «Весы технические – аптечные до 1 кг, ВА-4М» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, включен в действующую государственную поверочную схему и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Нижнетагильский медико-инструментальный завод».
622001, г. Н. Тагил, Ломоносова, 49.
тел. (3435) 47-16-69, факс 25-01-56.

Главный инженер ЗАО



В.Н. Зорин