



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

9389

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

18 апреля 2019 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения
Научно-технической комиссии по метрологии (№ 10-14 от 02.10.2014)
утвержден тип средств измерений

"Мензурки 50, 100, 250, 500, 1000 см³",

изготовитель - ООО "МиниМедПром", г. Дятьково Брянской обл.,
Россия (RU),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений
под номером **РБ 03 07 3342 14** и допущен к применению в Республике
Беларусь с 2 октября 2014 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и
является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета



С. А. Ивлев

2 октября 2014 г.

НТК по метрологии Госстандарта

№ 10-2014

2 ОКТ 2014

секретарь НТК

Желез

Миф

АННУЛИРОВАН


ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Мензурки 50, 100, 250, 500, 1000 см³

Назначение средства измерений

Мензурки 50, 100, 250, 500, 1000 см³ предназначены для измерения объемов жидкостей при проведении лабораторных исследований.

Описание средства измерений



Мензурки представляют собой стеклянный конический стакан с оплавленным краем и носиком для слива жидкости. Числовые отметки шкалы мензурок наносятся в восходящем от дна порядке в соответствии с приложением 1 ГОСТ 1770-74.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Вместимость мензурок, см ³ | Цена деления, см ³ | Объем, соответствующий нижней числовой отметке шкалы, см ³ , не более | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, см ³ | Габаритные размеры, мм | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|---|------------------------|------------------|
| | | | | Высота | Диаметр дна |
| 50 | 5 | 5 | +2,5 | 80 ₊₅ | 32 ₊₂ |
| 100 | 10 | 10 | +5,0 | 100 ₊₅ | 38 ₊₂ |
| 250 | 25 | 25 | +5,0 | 120 ₊₅ | 55 ₊₂ |
| 500 | 25 | 50 | +12,5 | 150 ₊₁₀ | 70 ₊₃ |
| 1000 | 50 | 100 | +25,0 | 170 ₊₁₀ | 90 ₊₃ |

Знак утверждения типа

наносится на мензурки 50, 100, 250, 500, 1000 см³ методом вжигания и на этикетку типографским способом.

Комплектность средства измерений

1. Мензурки – в количестве по требованию заказчика.
2. Коробка – 1 шт.
3. Этикетка – 1 шт.

Поверка

осуществляется по ГОСТ 8.234-77 «ГСИ. Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки».

Сведения о методиках (методах) измерений

при использовании мензурок 50, 100, 250, 500, 1000 см³ применяется метод прямых измерений, который приведен в этикетке.

Нормативные документы, устанавливающие требования к мензуркам 50, 100, 250, 500, 1000 см³

1. ГОСТ 1770-74 «Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия»
2. ГОСТ 8.470-82 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объема жидкости»
3. ГОСТ 8.234-77 «ГСИ. Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки»

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- при выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также других объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям (измерение объемов жидкостей).

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «МиниМедПром»
(ООО «МиниМедПром»),
242600, г. Дятьково, Брянская обл., ул. Ленина, 182, корп. 5
тел. (48333) 3-44-05, факс (48333) 3-27-02,
E-mail: MiniMProm@yandex.ru

Испытательный центр

ФБУ «Брянский ЦСМ»
241030, г. Брянск, ул. Ново-Советская, д.82
тел. (4832) 52-44-60, факс. (4832) 52-65-56
Email: mail@rst.bryansk.ru

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



Ф.В. Булыгин

«18» апреля 2014 г.